




Exercice 3



→ diffusion des Ag dans toutes les directions





Zone de Complexe Immun  
Plus la [Ag] ↑ plus la Zone de precipitation ↑





Y Ac spécifique à l'Ag; fixé dans la gel  
▲ Ag testé (dans le puits)

Exercice 4



Exercice 5



Si présence d'Ac anti Gp160 dans le serum → CI ⇒ Bande colorée

Les Ac ne seront produits qu'après le déroulement de la RIA: Il existe un temps de latence à ces Ac ne sont pas détectables: fenêtre de seropositivité; d'où la nécessité d'attendre et/ou de refaire les tests

|| NB. Aujourd'hui, détection DIRECTE des prot. VIRALÉ (Ag) dans l'organisme

Si le patient est contaminé; il a produit au moins  
2 Ac spécifiques Contre Gp126 Gp120 Gp41  
1 Ac spécifique Contre P55 P40 P25 P18  
1 Ac spécifique Contre p68 P25 P34